


HO



aanbevolen materiaal

HSI200, HSI300
MDF

TLSO



aanbevolen materiaal

HSU80, HSI80, HSI100


WHO



aanbevolen materiaal

HSU240, HSI300

AK



aanbevolen materiaal

HSI80, HSI100, HSU100,
HSI145

BK



aanbevolen materiaal

HSI80, HSI100, HSU100,
HSI145

AFO



aanbevolen materiaal

HSI200, HSI300
MDF

KO



aanbevolen materiaal

HSU100, HSI100, HSI145

KAFO



aanbevolen materiaal

HSI145, HSI200, HSI300

SO



aanbevolen materiaal

HSI145, HSI200, HSI300


Knee Extention



aanbevolen materiaal

HSI145, HSI200

FAI



aanbevolen materiaal

HSI100, HSI145, HSI200

SMO



aanbevolen materiaal

HSI200, HSI300
MDF

Hip



aanbevolen materiaal

HSI100, HSI145, HSI200

Syme



aanbevolen materiaal

HSI145, HSI200, HSI300

Active Collar



aanbevolen materiaal

HSI145, HSI200

Elbow



aanbevolen materiaal

HSI200, HSI300
MDF